

**TESTATA: MABELLA**


**Data: Maggio 2020**

**Pagina: 15 e 80**

## AWT

BodyMetrix è un adipometro che attraverso una scansione bidimensionale delle aree anatomiche di cui si desidera valutare le caratteristiche strutturali e morfologiche, permette un'indagine stratigrafica oggettiva della composizione adiposa. Questo strumento offre una fotografia in 2D del tessuto, analizzando lo spessore in millimetri dell'adipe superficiale, dell'adipe sottocutanea profonda, oltre allo spessore e alla qualità della fascia muscolare.

[www.awt4you.com](http://www.awt4you.com)



NutriSleep, ideale per le pelli secche, è ricca di fattori emollienti naturali di origine vegetale, quali gli oli di Jojoba, Soia, Oliva, Karité e di Ceramidi. Questo balsamo stimola la neosintesi di Collagene che si attiva nelle ore notturne. L'azione antiossidante del Tocoferolo protegge i telomeri, che riescono a mantenere a lungo le loro virtù epigenetiche in senso di longevità cellulare. La formula consente un immediato ammorbidimento della superficie cutanea, per una pelle e setosa al tatto.

[www.rheacosmetics.com](http://www.rheacosmetics.com)



Sanitzeme è il gel mani ideato con ingredienti che aiutano a pulire, sanitzizzare, rinfrescare e profumare le mani. Può essere utilizzato ogni volta che si desidera. Facile da usare, si versare la giusta quantità di prodotto direttamente sulle mani, procedendo poi a strofinare fino a completo assorbimento. Non è necessario risciacquare dopo l'applicazione e la sua formula regala un profumo piacevole e una pelle protetta.

[www.beautech.it](http://www.beautech.it)



BEAUTECH COSMETICI

Ritrovare la forma fisica desiderata non è mai stato così facile con élite Resolution Warm. Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenerata con questa apparecchiatura che si avvale delle proprietà del calore per combattere gli inestetismi della cellulite, l'adipe e il rilassamento cutaneo e, allo stesso tempo, avvolge la cliente in un caldo abbraccio di benessere. Le tecnologie di cui è dotata stimolano il metabolismo a espellere tossine e acidi grassi e quindi ridurre sensibilmente l'adipe localizzato.

[www.overline.it](http://www.overline.it)



## OVERLINE

MAGGIO 2020 | MABELLA

15

**TESTATA: MABELLA**

**Data: Maggio 2020**

**Pagina: 15 e 80**

AWT

## LE ONDE CHE TRASFORMANO IL CORPO

Metodo scientifico, ricerca tecnologica, esperienza medica, sono i plus di Storz Medical, importante azienda nel settore delle Onde d'Urto. La tecnologia **Storz Medical**, utilizzata dal 1987 in differenti ambiti della medicina, dal 2009 è impiegata anche in ambito estetico per trattare gli inestetismi di corpo e viso. Nell'estetica professionale si utilizzano le onde acustiche di tipo radiale, che agiscono stimolando una risposta fisiologica e accelerano i naturali processi di riparazione del tessuto, con una metodica non invasiva ed evitando effetti collaterali.

Questa tecnologia è performante sul corpo quando si deve intervenire sugli inestetismi di cellulite, adipe, lassità cutanea e più in generale quando si ha necessità di ottenere una remise en forme in breve tempo. L'azione delle onde acustiche trasforma l'adipe in tessuto metabolicamente attivo. In questo modo il grasso cambia struttura: le sue cellule, da macro, diventano micro, con risultati visibili in termini di snellimento. Ma non solo, questa tecnologia ha un'importante azione rigenerativa, poiché incrementa la microcircolazione veno-linfatica, stimola i fattori di crescita, aumenta la produzione di Collagene ed Elastina, migliorando l'elasticità della pelle e generando un effetto tonificante.

Le onde acustiche trovano applicazione anche nei trattamenti viso per ridisegnare i contorni, trattare i segni d'espressione e stimolare il turgore e la compattezza della pelle.

I sistemi ad onde acustiche **AWT D-ACTOR 100 »ULTRA«** e **AWT D-ACTOR 200 »ULTRA«** sono le



proposte Storz Medical per rigenerare corpo e viso. Queste apparecchiature sono rese intuitive grazie alla pratica guida a menu sul pannello touchscreen 10" che accompagna nella scelta del programma. Un manipolo ergonomico con display **Active-tip-control** assicura un trattamento efficiente senza alcuna fatica, offrendo la possibilità di impostare e regolare direttamente sia la frequenza, che i livelli di energia.

AWT D-ACTOR 200 »ULTRA«, differisce dal modello base poiché associa anche la tecnica Vacuum che, attraverso la "manipolazione" meccanica, permette di sciogliere le aderenze tra gli strati di tessuto, riattivare la microcircolazione superficiale e il flusso linfatico, potenziando l'ossigenazione e attivando il ricambio cellulare per dar luogo all'eliminazione delle tossine.

La formazione tenuta da medici e beauty trainer nella **Shock Wave Academy** e quella attraverso la piattaforma digital, unite all'efficace supporto marketing, completano l'offerta verso i centri estetici, fornendo utili supporti per la crescita professionale e di business.

[www.awt4you.com](http://www.awt4you.com)

