



TESTATA: www.beautyplan.it

Data: 10 luglio 2020

Pagina: Tecnologie

BEAUTYPLAN

ESTETICA | BENESSERE MARKETING | COMUNICAZIONE ESTETICA | COLORE

- HOME
- IN PRIMO PIANO
- IL MAGAZINE
- VIDEO
- DIGITAL EDITION
- BEAUTYJOBS
- SHOP
- f
- @
- ▶



10/07/2020 | TECNOLOGIE



- COSMETOLOGIA
- TECNOLOGIA
- ESTETICA APPLICATA
- ALIMENTAZIONE E INTEGRATORI
- WELLNESS & SPA
- MARKETING & COMUNICAZIONE**
- MARKETING
- COMUNICAZIONE
- GESTIONE
- ESTETICA & COLORE**
- LASHMAKERPRO
- HAIRSTYLE

Dalla ricerca e sviluppo Storz Medical, nasce l'innovativo sistema AWT® D-200 »ultra« che sfrutta la sinergia delle Onde Acustiche e la tecnica Vacuum per promuovere l'elasticità cutanea e il compattamento della texture.

Colpiscono sia le persone normolinee sia quelle più robuste, minano la bellezza e diventano veri e propri problemi nelle relazioni. Stiamo parlando della lassità cutanea e della cellulite. Fermo restando che migliorare lo stile di vita facendo più movimento e alimentandosi in modo più corretto porta certamente benefici alla nostra pelle e alla forma fisica, la tecnologia offre strumenti che possono aiutare a stimolare il microcircolo, riattivare la vitalità cellulare e favorire la ridensificazione cutanea.

LE TECNOLOGIE DI AWT® D-200 »ULTRA«



TESTATA: www.beautyplan.it

Data: 10 luglio 2020

Pagina: Tecnologie

Le **Onde Acustiche Radiali AWT®** sono impulsi sonori di natura meccanica in grado di propagarsi nei tessuti, in sequenza rapida e ripetuta, irradiandosi dal centro verso la circonferenza della zona trattata. Agiscono stimolando l'irrorazione sanguigna, determinando la dilatazione e la ricostruzione dei vasi sanguigni, inoltre migliorano la permeabilità delle membrane cellulari e lo scambio di sostanze tra le cellule e l'ambiente circostante eliminando le scorie. **Questa metodica, assolutamente non invasiva, che si può utilizzare su corpo e viso, accelera i naturali processi di riparazione del tessuto**, riattiva il metabolismo incoraggiando la lipasi, incrementa la microcircolazione veno-linfatica, stimola i fattori di crescita, aumenta la produzione di collagene ed elastina migliorando il tono della pelle in termini di elasticità e compattezza della pelle, riduzione dell'adipe, degli inestetismi della cellulite e rimodellamento della silhouette, per risultati visibili già delle prime sedute.

La tecnica **Vacuum**, antica metodica di origine cinese, chiamata anche massaggio con le coppette, serve a contrastare la ritenzione idrica, riattivare la circolazione dei capillari e far ripartire l'energia vitale bloccata nelle zone periferiche del corpo, per farla fluire da e verso il centro.

Il trattamento Vacuum consiste in una manipolazione meccanica dei tessuti, effettuata mediante una pressione negativa esercitata verticalmente e orizzontalmente sulla pelle, che si diffonde nel sottocutaneo arrivando fino alle fasce e alle fibre muscolari. Questa trazione è in grado di sciogliere le aderenze tra gli strati di tessuto, riattivare la microcircolazione superficiale e il flusso linfatico, potenziando l'ossigenazione e incoraggiando il rapido ricambio cellulare per dar luogo all'eliminazione delle tossine. La Vacuum in associazione con le Onde Acustiche permette di esaltare il miglioramento dell'elasticità cutanea e il compattamento della texture.

SICURA, SILENZIOSA E INTUITIVA

AWT® D-200»ultra« è concepita per durare a lungo ed è realizzata solo con materiali e componenti di alta qualità. L'alluminio anodizzato utilizzato per la costruzione dello chassis e le linee pulite del design esprimono leggerezza e sobrietà e permettono all'apparecchiatura di adattarsi a qualsiasi ambiente.

Sicura e silenziosa l'apparecchiatura è semplice e intuitiva grazie alla pratica e dettagliata guida a menu sul pannello touchscreen 10". Un manipo ergonómico di nuova concezione con display **Active-tip-control** assicura un trattamento efficiente senza alcuna fatica, offrendo la possibilità di impostare e regolare direttamente sia la frequenza che i livelli di energia.

La formazione AWT®, rivolta alle estetiste, prevede un ricco calendario di corsi per l'approfondimento della tecnica e della personalizzazione dei trattamenti con D-200»ultra«.

AWT® D-200»ULTRA«

Il sistema AWT® D-200»ULTRA« consente di effettuare i seguenti trattamenti:

- Drenaggio linfatico
- Massaggio di benessere
- Attivazione del tessuto muscolare e connettivo
- Trattamento della cellulite
- Trattamento delle rughe del viso
- Trattamento di strie e smagliature
- Rimodellamento del corpo
- Rilassamento muscolare

www.awt4you.com

Condividi su:




MANTENERE IL GIUSTO EQUILIBRIO

PRIMO PIANO

· By Stefano Pennati
· 19 Ottobre 2020

[LEGGI TUTTO ▶](#)



AUTUNNO "AL MASCHILE"

ESTETICA APPLICATA, estetica&benessere,
ILMAGAZINE
· By Stefano Pennati

[LEGGI TUTTO ▶](#)

