

TESTATA: ESTHETITALY

Data: Estate 2020

Pagina: 66 e 105

beauty case | a cura della redazione

AWT

Il kit cosmetico **AWT Skin Care** è studiato appositamente per esaltare i risultati del trattamento con le **Onde Acustiche AWT** e ottenere significativi effetti anti-age, ripristinando la tonicità e la compattezza della pelle e del tessuto connettivo. Il kit si compone di sei referenze per rinnovare, rigenerare, idratare e tonificare la pelle del viso, restituendole nuova vita: peeling, gel anti-age, siero idratante e riequilibrante, maschera lenitiva, maschera protettiva e la crema di mantenimento per 8 trattamenti viso. Questi cosmetici sono dermatologicamente testati per un utilizzo sicuro su qualsiasi tipo di pelle, anche la più delicata.

awt4you.com



INTEGRÉE

Bioessence Relays racchiude una preziosa sinergia di oli essenziali antistress per massaggio, a base di Olio Essenziale di Cipresso, di Finocchio Dolce e di Arancio, che dona un benessere psico-fisico, oltre a svolgere un'azione distensiva e decontratturante. Ideale per preparare i tessuti a ricevere i successivi trattamenti, la linea Relays, unita a manualità specifiche, permette alle dermoestetiste di effettuare un vero trattamento di riequilibrio psico-dermo-estetico.

integree.com

RF COSMETICI

La dieta mediterranea, ricca di antiossidanti, è costituita proprio da quegli alimenti naturali, 100% Made in Italy, che **Nuage de Beauté** segue come un modello per sublimare la bellezza della pelle. Dal lussuoso estratto di zafferano della Toscana, alle cellule staminali vegetali del peperoncino rosso di Calabria, dall'estratto di fico d'India



di Sicilia, all'estratto di Rucola proveniente dall'Emilia Romagna, fino al rosso pomodoro proveniente dalle bucce della filiera alimentare, i prodotti tipici della nostra terra sono veicolati da textures dal tocco di seta.

rfcosmetici.com

BECOS

Aqua factor è la storica linea ad azione idratante e intensa per pelli secche e dall'incarnato non uniforme. Oltre ad un restyling del pack, il brand introduce due nuovi prodotti per il trattamento domiciliare, studiati per mantenere una pelle profondamente idratata e nutrita: la **Crema Idratante**, dalla texture morbida per agire in profondità e il **Gel Antifatica Occhi**, perfetto per idratare la zona contorno occhi e minimizzare le occhiaie. Associati ai trattamenti professionali, questi due prodotti regalano un incarnato naturalmente più luminoso.

becos.it



TESTATA: ESTHETITALY

Data: Estate 2020

Pagina: 66 e 105

BRAND NEWS

AWT



Tonicità e rassodamento della pelle

LA MANCANZA DI TONICITÀ DEI TESSUTI È UN PROBLEMA, PER MOLTI VERSI, FIOLOGICO. CON IL PASSARE DEL TEMPO LA RIGENERAZIONE CELLULARE DEI FIBROBLASTI RALLENTA E LA PELLE PERDE DI ELASTICITÀ E COMPATTEZZA.

Il rilassamento cutaneo può manifestarsi anche a causa di altri fattori quali l'eccessiva esposizione al sole e il fumo che alterano la sintesi del collagene indebolendone l'elasticità, uno scorretto stile di vita che può creare accumulo di tossine nei tessuti rendendoli flaccidi, oppure a seguito di un veloce dimagrimento che può essere responsabile di una pelle "cascante".

Grazie al meccanismo d'azione delle onde acustiche AWT, che agiscono stimolando la produzione di fibroblasti, fibre di elastina e di collagene aumentando la coesione dermoepidermica e del tessuto connettivo, la pelle diventa più tonica, compatta, rassodata e ridensificata, già dopo le prime sedute.

Con i sistemi AWT D-100 »Ultra« e AWT D-200 »Ultra« si possono trattare tutte le aree del corpo, dove necessario: interno braccia, interno coscia, addome, glutei, gambe, ginocchia, fianchi. Scuri

e non invasivi, questi trattamenti regalano risultati evidenti già dalle prime sedute ed effetti duraturi nel tempo.

Prima di ogni trattamento, il protocollo AWT prevede un'indagine stratigrafica del tessuto adiposo da trattare. Attraverso quest'analisi, che si effettua con l'adipometro, un ecografo che opera una scansione bidimensionale, si possono esaminare qualità e spessore in millimetri dell'adipe superficiale e profondo, della fascia muscolare. In questo modo si riesce a capire come intervenire al meglio, modulando l'intensità in funzione del risultato che si desidera ottenere, per la massima personalizzazione del trattamento.

www.awt4you.com
info@storzmedical.it



Servizio fotografico realizzato prima dell'emergenza Covid-19

esthetitaly estate 2020 105