




TESTATA: www.esthetitaly.it

Data: 9 ottobre 2020

Pagina: <http://www.esthetitaly.it/vitalita-luminosita-e-giovinezza-al-viso-con-le-onde-acustiche-awt/>

esthetitaly
conoscere • eccellere • anticipare

HOME DOSSIER & APPROFONDIMENTI LE INTERVISTE ESTETICA & TECH NAILS & MAKE UP IN CABINA SCUOLE E FORMAZIONE I NOSTRI ESPERTI CONTATTI



VITALITÀ, LUMINOSITÀ E GIOVINEZZA AL VISO CON LE ONDE ACUSTICHE

AWT

Ottobre 9, 2020

Il viso, più di altre parti del corpo, è esposto a costanti aggressioni ambientali, oltre che al naturale invecchiamento cellulare, problematiche che generano stress ossidativo e glicazione, processi che influiscono negativamente sulla pelle, determinando la comparsa di inestetismi quali rughe, macchie di iperpigmentazione, rilassamento cutaneo.

Per trattare la pelle del viso e restituirle un aspetto giovane e sano **Storz Medical** mette a disposizione delle estetiste sistemi avanzati a Onde Acustiche, scientificamente testati, performanti e affidabili il cui valore è sottolineato dalla collaborazione con differenti Università e centri di ricerca internazionali, dai numerosi studi clinici e dalle certificazioni che ne garantiscono la qualità, la sicurezza e i risultati.

Le **Onde Acustiche AWT** sono impulsi sonori di natura meccanica in grado di propagarsi nei tessuti, in sequenza rapida e ripetuta irradiandosi sulla zona trattata. Questa metodica, assolutamente sicura e non invasiva, accelera i naturali processi di riparazione del tessuto, riattiva il metabolismo cellulare e tutti i processi fisiologici, incrementa la microcircolazione veno-linfatica, stimola i fattori di crescita, aumenta la permeabilità delle membrane cellulari, stimola la produzione di collagene ed elastina, migliorando elasticità e compattezza della pelle.

Le apparecchiature che Storz Medical propone per i trattamenti viso sono: **D-100 »ultra«, D-200 »ultra« e D-Actor One AWT.**



TESTATA: www.esthetitaly.it

Data: 9 ottobre 2020

Pagina: <http://www.esthetitaly.it/vitalita-luminosita-e-giovinezza-al-viso-con-le-onde-acustiche-awt/>

Le apparecchiature che Storz Medical propone per i trattamenti viso sono: **D-100 »ultra«**, **D-200 »ultra«** e **D-Actor One AWT**.

Questi tre dispositivi si diversificano tra loro in quanto **D-100 »ultra«** è il sistema standard dotato di Onde Acustiche Radiali più manipolo vibrazionale; **D-200 »ultra«** è il sistema più completo che, oltre all'equipaggiamento standard, prevede anche il manipolo Vacuum per riossigenare i tessuti e riattivare la circolazione, permettendo di trattare oltre al viso anche le aree più delicate come collo e décolleté. **D-Actor One**, invece, è la soluzione compatta di Storz Medical dedicata esclusivamente al viso.



Per lavorare con il massimo del comfort e della soddisfazione sugli inestetismi dovuti all'invecchiamento del viso, Storz Medical ha creato dei protocolli su misura con le Onde Acustiche AWT in grado di contrastare la perdita di tono, la lassità, le rughe e trattare tutte le aree di viso, collo e décolleté, anche quelle più sensibili.

Le Onde Acustiche, infatti, stimolano e accelerano il metabolismo cellulare e la produzione delle nuove fibre di sostegno, per un'azione rigenerante e ristrutturante che ridensifica la pelle restituendole tono e compattezza, rimodella i contorni del viso migliorando i volumi degli zigomi, sollevandoli e generando un effetto liftante e riempitivo. L'ovale ritorna ad avere armonia e uniformità mentre la pelle riacquista il suo turgore naturale. In presenza di rughe più o meno profonde sul viso e sulla fronte, l'azione delle Onde Acustiche AWT contribuisce alla progressiva diminuzione dell'inestetismo. Sulla delicata area del contorno occhi il trattamento permette di distendere e levigare uno ad uno i segni di espressione. Anche gli inestetismi come borse e occhiaie migliorano grazie all'attivazione del microcircolo locale e all'azione drenante e riossigenante, mentre sull'arcata sopraccigliare si ottiene il sollevamento della palpebra superiore per uno sguardo più aperto.

ESALTARE I TRATTAMENTI VISO CON IL KIT COSMETICO AWT SKIN CARE

Il kit cosmetico per il viso AWT Skin Care, a base di preziosi principi attivi, esalta i risultati del trattamento con le Onde Acustiche AWT.

Questo kit si compone di sei referenze cosmetiche per rinnovare, rigenerare, idratare e tonificare la pelle del viso, restituendole nuova vita: peeling, gel anti-age, siero idratante e riequilibrante, maschera lenitiva, maschera protettiva e crema mantenimento, per un totale di 8 trattamenti viso.

Le azioni del Kit cosmetico per il viso AWT SKIN CARE

- delicata azione esfoliante con acido mandelico per eliminare le impurità
- totale idratazione grazie all'acido ialuronico che ripristina l'equilibrio idrico
- effetto rigenerante e restitutivo grazie all'estratto di elastina e collagene idrolizzato
- pelle nutrita con l'estratto di germe di grano per una nuova compattezza
- effetto lenitivo e calmante per l'azione degli estratti di camomilla e hamamelis.

CON I SISTEMI AWT D-100 »ULTRA« E D-200 »ULTRA« SI TRATTANO ANCHE GLI INESTETISMI DEL CORPO QUALI CELLULITE, ADIPE E LASSITÀ CUTANEA, OTTENENDO UN RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE CON RISULTATI VISIBILI GIÀ DALLE PRIME SEDUTE E DI LUNGA DURATA.

www.awt4you.com

CATEGORIE

Antonino Di Pietro

Caterina Panzeri

Dossier & approfondimenti

Elisabetta Casale

Elisabetta Volpi

Estetica & tech

Ezio Fontana

Gigliola Ferrari

In cabina

Le interviste

Libera Ciccomascolo

Lidia La Marca

Luca Fortuna

Mike Maric

Miria Barboni

Nails & make up

Suole e formazione

Silvia Fossati

Simone Ciolli

Top

Tutti

Umberto Borellini

Uncategorized

Video

FACEBOOK

