

TESTATA: MABELLA  
Data: settembre 2021  
Pagina: 10 – 86 - 87

MABELLA N°124 - SETTEMBRE 2021 - € 4,00

# MABELLA®

COSMETICA • APPARECCHIATURE • NAIL • MAKE UP • SPA

## MY SUSTAINABLE BEAUTY

È LA NUOVA FILOSOFIA INTEGRÉE:  
METODO SCIENTIFICO E RISPETTO  
PER L'UOMO E L'AMBIENTE.



## INTEGRÉE

My sustainable beauty

SERVIZIO A PAGINA 20 |

**TESTATA: MABELLA**  
**Data: settembre 2021**  
**Pagina: 10 – 86 - 87**

## MY SHOPPING

di Sofia Staropoli

### RHEA COSMETICS

Acido Glicolico, Acido Citrico, Acido Malico, Acido Tartarico. Sembra una formula troppo strong? No, è una lozione perfettamente bilanciata tra azione esfoliante e riparatrice, Alphononic. Gli acidi, tutti di origine vegetale, riattivano il ricambio cellulare, accelerando il distacco delle lamelle di pelle già in fase di ricambio. Quando lo si usa per completare la detersione, svolge una leggera esfoliazione che rigenera e illumina la pelle, per un aspetto più giovane.

[www.rheacosmetics.com](http://www.rheacosmetics.com)



### Q ITALY

Q ReGenesys, progettato come high tech dalle altissime funzionalità, è un sistema unico che rieduca le cellule a un turnover naturale. Le tecnologie presenti sono l'endomassaggio, il laser diodo, la biofotomodulazione e la radiofrequenza multipolare.

Benefici sul corpo: riduzione delle adiposità localizzate nelle zone interno delle ginocchia, coulottes de Cheval o giro vita. Il macchinario riduce la ritenzione idrica, elimina le tossine, incrementa il metabolismo e induce un effetto biostimolante oltre a un'azione snellente.

Benefici sul viso: turnover cellulare, riduzione delle rughe e ringiovanimento cutaneo.

Efficace anche dopo i 50 anni per ritrovare la propria bellezza originaria.


[www.qitaly.it](http://www.qitaly.it)



AWT

Le Onde Acustiche AWT by Storz Medical con il protocollo di lavoro AWT Re-Active sono la soluzione ideale per offrire sedute più personalizzate e più smart grazie alla velocità del trattamento e dei risultati ottenuti. Il nuovo protocollo AWT Re-Active permette in soli 30 minuti di trattare con le Onde Acustiche ogni zona del corpo agendo direttamente sulla problematica estetica con un'azione ancora più profonda, attivando reazioni a catena sul metabolismo cellulare e sulla struttura adiposa, per ottenere il miglioramento dell'inestetismo e una evidente azione di rimodellamento. Il trattamento AWT Re-Active si svolge applicando al manipolo D-ACTOR il trasmettitore Deep Active D20T. Con le Onde Acustiche è possibile lavorare in modo sicuro e non invasivo.

[www.awt4you.com](http://www.awt4you.com)



### BIOLINE JATÒ

Per restituire alla pelle disidratata e spenta il suo naturale equilibrio idrico, Bioline Jatò propone la Crema Superidratante della linea Aqua+, rinnovata nella formula, nella texture e nell'efficacia. A base dell'innovativo estratto biotech di Physcomitrella, di Acido ialuronico 3D, Acido ialuronico a basso peso molecolare e Patch a rilascio graduale d'acqua, la crema arricchisce le naturali riserve d'acqua della pelle, mantenendola idratata in qualsiasi condizione climatica.

[www.bioline-jato.com](http://www.bioline-jato.com)



**TESTATA: MABELLA**  
**Data: settembre 2021**  
**Pagina: 10 – 86 - 87**

AWT

## UNA VALIDA SOLUZIONE *CONTRO i segni del tempo*

Una caratteristica della pelle è la capacità di rigenerarsi, ma con l'invecchiamento, questa abilità rallenta causando perdita di elasticità e idratazione. Non solo, con l'avanzare dell'età anche la struttura del viso, costituita dai muscoli facciali e dal tessuto connettivo, diventa meno tonica e l'ovale inizia a rilassarsi. Come attenuare i segni del tempo e donare nuovamente tono, volume e luminosità al viso?

Bisogna restituire all'epidermide una buona idratazione e rilanciare gli scambi, la microcircolazione sanguigna e il rinnovo cellulare, mentre a livello del derma, è necessario incoraggiare l'azione dei fibroblasti a produrre Collagene ed elastina di buona qualità. Infine, per donare turgore alla pelle è importante favorire la sintesi dell'Acido Ialuronico. Le **Onde Acustiche AWT by Storz Medical** sono una valida soluzione per il trattamento degli inestetismi delle pelli mature poiché in grado di lavorare in modo mirato sulla causa dell'inestetismo senza essere invasive e fastidiose. Questi trattamenti stimolano naturalmente l'organismo a restituire idratazione ai tessuti, tonicità ed elasticità alla pelle. Inoltre, hanno un eccezionale effetto rigenerativo poiché accelerano il turn-over cellulare e migliorano l'ossigenazione e la circolazione sanguigna e linfatica.

La apparecchiatura viso **D-Actor One AWT**, nata dopo oltre 3 anni di ricerca e studi scientifici che ne avvalorano sicurezza ed efficacia e che sarà presto disponibile per tutti gli istituti di bellezza, è una vera e propria innovazione nell'ambito dei trattamenti viso. L'innovazione consiste nell'aver inserito in dotazione il trasmettitore **Soft Touch ST20** da applicare al manipolo ergonomico del sistema, che va ad aggiungersi al già noto terminale F15.

Attraverso Soft Touch ST20 è possibile sfruttare al massimo tutte le potenzialità delle Onde Acustiche AWT per lavorare sul viso anche in



aree delicate e difficili (contorno occhi, labbra e palpebre mobili) senza arrecare nessun fastidio, sfruttando, laddove necessario, potenze più elevate per agire ancora più in profondità. Questo trasmettitore è provvisto di un pad monouso in morbido silicone biocompatibile in grado di neutralizzare l'azione meccanica dell'onda acustica e rendere il trattamento piacevole.

L'azione di D-Actor One AWT ripara, riattiva, rimpolpa e rinvigorisce la pelle di viso, collo e décolleté svolgendo un'intensa attività anti-age, potenziando l'effetto lifting, rimodellando il viso e restituendo luminosità, tonicità e compattezza.

L'apparecchiatura ha un design compatto, è portatile e di rapida installazione per poter essere inserita in qualsiasi ambiente. L'uso è intuitivo e molto semplice grazie a un software che gestisce in modo automatico i parametri, adeguando intensità e frequenza del trattamento.

[www.awt4you.com](http://www.awt4you.com)



**TESTATA:** MABELLA  
**Data:** settembre 2021  
**Pagina:** 10 – 86 - 87



## OBIETTIVO ANTI-AGE

SCOPRI LA PREZIOSA ENERGIA DELLE ONDE ACUSTICHE A WT®  
PER RESTITUIRE BELLEZZA AL VISO.

Il metodo AWT® accelera i naturali processi di rigenerazione, riattiva la produzione di Collagene ed Elastina, restituisce tonicità e compattezza alla pelle, attenuando rughe e segni d'espressione.

**SCOPRI TUTTI I VANTAGGI  
PER IL TUO CENTRO ESTETICO**

☎ 06 888 8174  
🕒 345 144 6575



### TRATTAMENTI VISO

- Anti-age
- Anti rughe
- Rassodante e liftante
- Miglioramento dell'elasticità e densità cutanea
- Miglioramento della tonicità e della texture della pelle
- Drenaggio linfatico viso

STORZ MEDICAL Via Salaria, 1319 | 00138 ROMA | T. 06 888 8174 | [www.awt4you.com](http://www.awt4you.com) | [info@storzmedical.it](mailto:info@storzmedical.it) | Follow us

